

№ строки	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Где применяется	Кол. в изделии	Шифр укладки	Кол.	Примечание
1			<u>Запасные части</u>					
2								
3								
4								
5								
6	ИБЯ/130564.9.059		Фильтр в упаковке		1		1	
7								
8								
9	ИБЯ/130564.9.059		Фильтр в упаковке		1		2	По отд. заказу
10								
11								
12	ИБЯ/130564.9.038-25		Ячейка электрохимическая					
13			в упаковке		1		1	По отд. заказу
14								
15								
16			<u>Инструмент</u>					
17								
18			Ключ шестигранный					
19			изогнутый 2 мм				1	
20								
21								
22								
23								
24								

Перв. примен. ИБЯ/194.14.39.001
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Иванов Д.			
Проб.	Бабрин			
Н.контр.	Ефременков			
Утв.	Зотов			

ИБЯ/1.94.14.39.001 ЗИ

Прибор для определения оксида углерода
в выдыхаемом воздухе
Анкат-7635Микро-НВСО
Ведомость ЗИП

Лист	Лист	Листов
	1	3

№ строки	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Где применяется	Кол. в изделии	Шифр укладки	Кол.	Примечание
1			<u>Принадлежности</u>					
2	ИБЯ/14.13955.013		Кабель USB в упаковке				1	
3								
4	ИБЯ/132324.1004		Кейс				1	Для ношения и хранения
5								
6								
7	ИБЯ/1301121039		Адаптер				1	
8								
9								
10	ИБЯ/1301121015		Колпачок поверачный				1	
11								
12								
13								
14								
15								
16			Мундштук (загудник) картонный					
17			одноразовый Мк-"Пайп",					
18			типа размер 20x50x1,0 мм				3	
19								
20								
21	ИБЯ/144.2631.14.7		Мундштук 20				1	По отд. заказу
22								(Упак. из 500шт.)
23								
24								
25								
26	ИБЯ/144.2631.14.8		Мундштук 26				2	По отд. заказу
27								(Упак. из 250шт.)
28								
29								
30								
31								

Подп. и дата

Инд. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИБЯ/1.94.14.39.001.3И

Лист
2

№ строки	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Где применяется	Кол. в изделии	Шифр укладки	Кол.	Примечание
1								
2	ИБЯ/14.31212.023		Носитель с программным					
3			обеспечением				1	По отд. заказу
4								
5	ИБЯ/1.754.152.294		Прокладка				2	
6								
7								
8	ИБЯ/14.13955.024		Устройство зарядное				1	
9								
10			<u>Материалы</u>					
11								
12								
13			Трубка ПВХ 4x1,5					
14			ТУ 224.7-465-0020894.7-2006				2	м. (По отд. заказу)
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Подп. и дата

Инв. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИБЯ/1.94.14.39.001.3И

Лист
3